

手すりの選び方

手すりは、立ち上がりや起き上がり時に握り、つかまり、動作を安全かつ容易にするためと、座位や立位姿勢の保持のための支えの役割があります。ご本人の状態と目的、設置環境に合わせて選択しましょう。

立ち上がり、起き上がりの安全のために

居間・寝室・廊下・玄関など

設置型

手すりの取付が困難な場所に置いて使用します。

玄関の段差昇降、ベッドからの立ちすわりの補助として。



天井固定型

工事不要で取付可能です。

壁のない場所の手すりとして。




歩行時の支えのために

居間・寝室・廊下

設置型

安全な歩行のために。

歩行練習用に、据え置き型の手すりとして。



姿勢の支えと立ち上がりのために

トイレ

設置型

既存の便器、ポータブルトイレに設置します。

トイレでの座位の安定、便器からの立ちすわりの補助として。



トイレ用フレーム

フィットレスト KQ-320 パラマウントベッド



肘かけがはね上がり、おろした時は自動でロック
トイレでの姿勢の保持や立ちあがりなどをサポートします

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 758410 | 00170-000710 |

- 寸法：幅 約69×奥行 約56.5cm
- 高さ：約55~70cm (6段階調節)
※はねあげ時：約81.5~96.5cm
- 重量：約11kg ● 最大使用者体重：100kg
- <材質>
- アームレスト：発泡ウレタン
- フレーム：スチール製 (電着・粉体塗装仕上げ)
- ノブボルト：ステンレス・ABS樹脂



| | |
|-------------|----------|
| レンタル価格 | 3,000円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 300円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 600円/月 |

Point1

アームレストの形状

「握る」「つかむ」「支える」「肘を乗せる」など、様々なシーンに配慮した形状です。



Point2

はね上げ式アームレスト&自動ロック機構


アームレストは、はね上げが可能です。下ろしたときに自動でロックがかかる安全な機構を採用しています。



Point3

様々なトイレに対応

トイレ固定部は前後に5.5cm調整ができますので、様々なトイレに固定できます。



※温水洗浄機能付トイレの操作部を避ける場合などに使えるスペーサーを別途ご用意しております。

洋式トイレ用フレーム S-はねあげR 533082 アロン化成



肘かけがはね上がるので移乗に便利

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 758035 | 00221-000343 |

- サイズ：全幅64×全高55~70×奥行50cm ● 重量：9.0kg
- <材質>
- フレーム：スチール (カチオン電着塗装・エポキシ系粉体塗装)
- 肘掛け：タモ集成材



| | |
|-------------|----------|
| レンタル価格 | 2,500円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 250円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 500円/月 |

※はねあげR2もご用意しております。

在庫限定

ポータブルトイレ用フレーム 533070 アロン化成



背もたれ、ひじ掛けともに使いやすい高さに調節できます

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 758000 | 00221-000054 |

- サイズ：全幅63×全高73~81×奥行63cm ● 重量：8.0kg
- <材質>
- フレーム：スチール (メラミン樹脂塗装)
- ジョイント・背もたれ：ABS
- ベース板：PP
- ひじ掛けカバー：エラストマー



| | |
|-------------|----------|
| レンタル価格 | 1,500円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 150円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 300円/月 |

洋式トイレ用フレーム SUS-45 アロン化成



レンタルに最適なステンレス製

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 758025 | 00221-000236 |

- サイズ：全幅70×全高55~71×奥行47cm ● 重量：6.4kg
- <材質>
- フレーム：ステンレス鋼 (エポキシ系粉体塗装・抗菌加工)
- 肘掛け：PP ● ハンドル：ナイロン
- 首振りアジャスタースライド部：スチール
- 首振りアジャスターパッド：合成ゴム



| | |
|-------------|----------|
| レンタル価格 | 2,500円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 250円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 500円/月 |

在庫限定

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品(排泄)

購入品(入浴)


バディーI

モルテン



突っ張る事で最大限の安定感と長い移動距離の補助を可能とした垂直型手すり

- 天井と床で突っ張らせてしっかりと固定するので、単体での使用はもちろん、複数本連結での使用においても抜群の安定感を発揮します。
- 設置場所に合わせて選べる4種類の天井ストッパー。
- 太すぎず握りやすいグリップです。握る頻度の多い部分には、滑りにくく金属とは異なる温かい感触のグリップカバーが付いています。



| タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|------|-------|-------|--------------|
| ノーマル | MNTC | — | 00054-000054 |
| L | MNTCL | — | 00054-000054 |
| H | MNTCH | — | 00054-000054 |

- 対応天井高さ：ノーマルタイプ / 2.1~2.9m
Lタイプ / 1.6~2.2m
Hタイプ / 2.1~3.2m
- 重量：ノーマルタイプ / 7.5kg
Lタイプ / 6.5kg
Hタイプ / 7.5kg
- 材質：主材 / スチールパイプ
表面 / 木目調樹脂
グリップカバー / オレフィン系エラストマー

※お風呂などの水気のある場所や屋外では使用できません。

I型ストッパー (バディーI付属品)



※数に限りがございます。在庫をご確認ください。

<MNTC>

| | | |
|-------------|-------|-----|
| レンタル価格 | 3,000 | 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 300 | 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 600 | 円/月 |

<MNTCL>

| | | |
|-------------|-------|-----|
| レンタル価格 | 3,000 | 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 300 | 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 600 | 円/月 |

<MNTCH>

| | | |
|-------------|-------|-----|
| レンタル価格 | 3,000 | 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 300 | 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 600 | 円/月 |

サイドバー MNTCM01LB

モルテン

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 758210 | 00054-000055 |

- サイズ：幅26×高さ19.5cm
- 手すり部 (直径)：4×2.8cm
- 重量：0.65kg ●材質：ポリプロピレン

立ち座りや寝返り動作をサポートします



| | | |
|-------------|-------|-----|
| レンタル価格 | 1,000 | 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 100 | 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 200 | 円/月 |

丸型サイドバー MNTCM05

モルテン

| 商品コード | TAISコード |
|-------|--------------|
| — | 00054-000064 |

- アームレストサイズ：幅15×高さ28cm
- 重量：1.5kg
- 材質：オレフィン系エラストマー

手のひらや肘で身体を支えての立ち座りをサポートします



| | | |
|-------------|-------|-----|
| レンタル価格 | 1,000 | 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 100 | 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 200 | 円/月 |

※必ずバディーI下部に丸型ストッパーを併用してください。

L型サイドバー

モルテン

玄関での立ち座りをサポートします

| タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|------|---------|--------|--------------|
| L型45 | MNTCM07 | 758215 | 00054-000066 |
| L型90 | MNTCM06 | — | 00054-000065 |

- サイズ：L型45 / 全長76×全高100cm、L型90 / 全長76×全高75cm
- 手すり部 (直径)：3.5cm ●重量：L型45 / 3.5kg、L型90 / 3.1kg
- 材質：主材 / スチールパイプ、表面 / 軟質樹脂、ベース部 / スチール
- 段差の目安：L型45 / 10~36cm、L型90 / 10cm以下



<L型45>

| | | |
|-------------|-------|-----|
| レンタル価格 | 1,000 | 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 100 | 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 200 | 円/月 |

<L型90>

| | | |
|-------------|-------|-----|
| レンタル価格 | 1,000 | 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 100 | 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 200 | 円/月 |

※必ずバディーI下部に丸型ストッパーを併用してください。

クロスバー

モルテン

歩行動作をサポートします

| 跳ね上げ式セット | サイズ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|----------|-------|--------------|-------|--------------|
| | 120cm | MNTCM02BE012 | — | 00054-000059 |
| | 160cm | MNTCM02BE016 | — | 00054-000059 |
| | 200cm | MNTCM02BE020 | — | 00054-000059 |

- 手すり部 (直径)：3.5cm
- 材質：主材 / スチールパイプ、表面 / 木目調樹脂



<120cm>

| | | |
|-------------|-------|-----|
| レンタル価格 | 1,000 | 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 100 | 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 200 | 円/月 |

<160cm>

| | | |
|-------------|-------|-----|
| レンタル価格 | 1,000 | 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 100 | 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 200 | 円/月 |

<200cm>

| | | |
|-------------|-------|-----|
| レンタル価格 | 1,000 | 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 100 | 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 200 | 円/月 |

設置型手すり

たちあっぷ CKA-01-1

矢崎化工

A B C D E

商品コード TAISコード
758420 00055-000119

- 高さ：幅70～80cm (5cm間隔3段階)
- ベース：50×60cm ●手すり間口：33.8cm
- 重量：11.9kg
- <材質>
- ベース部：スチール ●フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 2,500 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 250 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 500 | 円/月 |



たちあっぷ CKA-02-1

矢崎化工

A B C D E

商品コード TAISコード
758425 00055-000120

- 高さ：幅70～80cm (5cm間隔3段階)
- ベース：50×90cm ●手すり間口：33.8cm
- 重量：15.7kg
- <材質>
- ベース部：スチール ●フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 3,000 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 300 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 600 | 円/月 |



たちあっぷ CKA-03

矢崎化工

A B C D E

商品コード TAISコード
758121 00055-000073

- 高さ：幅70～80cm (5cm間隔3段階)
- ベース：50×60cm ●手すり間口：26.5×35.2cm
- 重量：15.4kg
- <材質>
- ベース部：スチール ●フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 3,500 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 350 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 700 | 円/月 |



たちあっぷ CKA-04

矢崎化工

A B C D E

商品コード TAISコード
758126 00055-000074

- 高さ：幅70～80cm (5cm間隔3段階)
- ベース：50×90cm ●手すり間口：77.8cm
- 重量：16.0kg
- <材質>
- ベース部：スチール ●フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 3,000 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 300 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 600 | 円/月 |



たちあっぷ CKA-13

矢崎化工

A B C D E

商品コード TAISコード
— 00055-000113

- 手すり間口：33.8cm
- 手すり高さ：70～80cm (4段階)
- ベース：52.4×92.4cm ●重量：17.2kg
- <材質>
- ベース部：スチール ●フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 3,500 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 350 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 700 | 円/月 |



たちあっぷ 540 CKH-01

矢崎化工

A B C D E

商品コード TAISコード
758440 00055-000127

- 手すり間口：53.7cm ●手すり高さ：104～139cm
- ベース：78×74.5cm ●重量：34.7kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
- 手すり部：イレクター、アルミ合金 (ジョイント)

| | | |
|-----------------|--------|-----|
| レンタル 価格 | 10,000 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 1,000 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 2,000 | 円/月 |

屋内、屋外でも
使用可能な
補助手すり



あがりかまち用たちあっぷ CKE-01-1

矢崎化工

A B C D E

商品コード TAISコード
758380 00055-000109

- 手すり間口：51.6cm ●手すり高さ：80～85cm
- ベース：77.3×55.1cm
- 重量：32.8kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
- 手すり部：イレクター、アルミ合金 (ジョイント)

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 4,000 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 400 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 800 | 円/月 |



あがりかまち用たちあっぷ CKE-02-1

矢崎化工

A B C D E

商品コード TAISコード
— 00055-000110

- 手すり間口：51.6cm ●手すり高さ：80～85cm
- ベース：77.3×55.1cm
- 重量：26.9kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
- 手すり部：イレクター、アルミ合金 (ジョイント)

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 4,000 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 400 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 800 | 円/月 |



ベストポジションバー DIPPER ホクメイ



基本セット
NBP-100-80

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 758300 | 00254-000017 |

<サイズ>

- 使用サイズ：2.1~2.9m
- 収納サイズ：2m
- ポール部（直径）：4.5cm
- 重量：5.2kg



ショート
NBP-100-90

| 商品コード | JANコード |
|--------|---------------|
| 758347 | 4944916023073 |

<サイズ>

- 使用サイズ：1.7~2.1m
- 収納サイズ：1.6m
- ポール部（直径）：4.5cm
- 重量：4.7kg

<材質>

- 主材：アルミパイプ
- 表面：樹脂コーティング

工事不要、
ワンタッチで簡単設置
和室の天井である竿天井にも
取付けができます

| | |
|-----------------|-----------|
| レンタル 価格 | 3,000 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 300 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 600 円/月 |

ベストポジションバーオプション

DIPPER ホクメイ

U型アーム BP-110

| 商品コード | JANコード |
|--------|---------------|
| 758301 | 4944916020201 |

- 手すり部：天然木
- ジョイント部：アルミダイキャスト



| | |
|-----------------|-----------|
| レンタル 価格 | 1,000 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 100 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 200 円/月 |

ウェーブ型アーム BP-410

| 商品コード | JANコード |
|--------|---------------|
| 758303 | 4944916020232 |

- 手すり部：天然木
- ジョイント部：アルミダイキャスト



| | |
|-----------------|-----------|
| レンタル 価格 | 1,000 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 100 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 200 円/月 |

ジュピター3点セット BP-140

| 商品コード | JANコード |
|--------|---------------|
| 758339 | 4944916020621 |

- 手すり部：天然木
 - ジョイント部：アルミダイキャスト
 - クッション：発泡樹脂 (NBR)
- ※リングアーム・クッション・大型ベースの3点です。



| | |
|-----------------|-----------|
| レンタル 価格 | 2,000 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 200 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 400 円/月 |

天井用丸型ベース NBP-221

| 商品コード | JANコード |
|--------|---------------|
| 758319 | 4944916020706 |

| | |
|-----------------|-----|
| レンタル 価格 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 円/月 |



●ベース（直径）：16cm

玄関用手すりLuna オプションアーム レギュラー

| 型式 | 商品コード | JANコード |
|------------|--------|---------------|
| ENT-180-30 | 758450 | 4944916024001 |

- ベース（直径）：12cm
- シリコン滑り止めシート×1 (160角)
- 補助ベース×1 (200φ)
- 丸グリップ×2 ●玄関アーム×1

従来のベストポジションバーに
装着し玄関用として使用できる

| | |
|-----------------|-----------|
| レンタル 価格 | 2,000 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 200 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 400 円/月 |

※右記の商品画像は、ベストポジションバー基本セット+オプションアームレギュラーです。(玄関用手すりLuna)

玄関用手すりLuna

| 型式 | TAISコード |
|-----------|--------------|
| NBP-E-100 | 00254-000044 |



ツインディ

パナソニック



| 商品コード | TAISコード |
|-------|--------------|
| — | 00980-000203 |

- 手すり間口：60cm ●手すり高さ：70~85cm
 - ベース：63×78cm ●重量：21.5kg
- <材質>
- ベース部：スチール ●手すり部：スチール
 - カーペット：表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂



| | |
|-----------------|-----------|
| レンタル 価格 | 2,040 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 204 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 408 円/月 |



玄関用自在手すりツインディ

パナソニック



| 商品コード | TAISコード |
|-------|--------------|
| — | 00980-000205 |

- 手すり間口：50cm ●手すり高さ：72.5~82.5cm (2.5cm間隔)
 - ベース：51×30cm ●重量：35kg
- <材質>
- ベース部：スチール ●手すり部：スチール
 - カーペット：表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂

<両手すり> <片手すり>

| | |
|-----------------|-----------|
| レンタル 価格 | 4,000 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 400 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 800 円/月 |

| | |
|-----------------|-----------|
| レンタル 価格 | 4,000 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 400 円/月 |
| ご利用 負担額 (2割) | 800 円/月 |

