


ケアスロープ

ケアメディックス



狭い間口・高い段差もこれで解消!


サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
240cm	約12kg	CS-240C	749050	00093-000021
200cm	約10kg	CS-200	749040	00093-000020
175cm	約9kg	CS-175	749030	00093-000019
150cm	約8kg	CS-150	749020	00093-000018
120cm	約6kg	CS-120	749010	00093-000017
100cm	約5kg	CS-100	749000	00093-000016

●幅: 70cm ●耐重量: 300kg

サイズ	レンタル価格	ご利用(1割)負担額	ご利用(2割)負担額
<240cm>	10,000円/月	1,000円/月	2,000円/月
<200cm>	8,000円/月	800円/月	1,600円/月
<175cm>	6,500円/月	650円/月	1,300円/月
<150cm>	6,000円/月	600円/月	1,200円/月
<120cm>	5,500円/月	550円/月	1,100円/月
<100cm>	5,000円/月	500円/月	1,000円/月

ダンスロープ ライトスリム

ダンロップホームプロダクツ



より軽く、より安全にスリムになってリニューアル!

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
245cm	約11.0kg	R-245SL	748140	00532-000018
205cm	約9.0kg	R-205SL	748130	00532-000019
165cm	約7.0kg	R-165SL	748120	00532-000020
125cm	約5.0kg	R-125SL	748110	00532-000021
85cm	約4.0kg	R-85SL	748100	00532-000022

●幅: 74.5cm ●耐重量: 300kg

サイズ	レンタル価格	ご利用(1割)負担額	ご利用(2割)負担額
<245cm>	11,000円/月	1,100円/月	2,200円/月
<205cm>	9,000円/月	900円/月	1,800円/月
<165cm>	7,000円/月	700円/月	1,400円/月
<125cm>	6,000円/月	600円/月	1,200円/月
<85cm>	5,000円/月	500円/月	1,000円/月

デクパック

ケアメディックス

幅方向に折りたためますので持ち運びが容易で、簡単にセットできます
使用後は収納スペースをとらずに保管できます



サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
300cm	約22.0kg	シニア3.0m		
200cm	約12.0kg	シニア2.0m	752080	
165cm	約10.0kg	シニア1.65m	752060	00093-000002
135cm	約8.0kg	シニア1.35m	752040	
120cm	約7.0kg	シニア1.20m	752020	
70cm	約4.0kg	パーソナル	752000	00093-000001

●幅: 74cm ●耐重量: 300kg ●4つ折り(パーソナルのみ3つ折り)

サイズ	レンタル価格	ご利用(1割)負担額	ご利用(2割)負担額
<シニア3.0m>	15,000円/月	1,500円/月	3,000円/月
<シニア2.0m>	8,000円/月	800円/月	1,600円/月
<シニア1.65m>	6,500円/月	650円/月	1,300円/月
<シニア1.35m>	6,000円/月	600円/月	1,200円/月
<シニア1.20m>	5,500円/月	550円/月	1,100円/月
<パーソナル>	5,000円/月	500円/月	1,000円/月

●スロープ/段差の目安表

使用状況	型式	R-85SL	CS-100	CS-120	R-125SL	CS-150	R-165SL	CS-175	CS-200	R-205SL	CS-240C	R-245SL
自力走行	スロープの長さ/cm	85	100	120	125	150	165	175	200	205	240	245
介助者必要	5° 段差/cm	7	8	10	10	13	14	15	17	17	20	21
最大	10° 段差/cm	14	17	20	21	26	28	30	34	35	41	42
	14° 段差/cm	20	24	29	30	36	40	42	48	50	58	59

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品

排泄

購入品

入浴

スロープ・段差解消機

ダイヤスロープ

シンエイテクノ

高さ	重量	型式	商品コード	TAISコード	奥行	勾配
6.0cm	3.55kg	DS-60	750060	01115-000017	20.0cm	17度
5.5cm	3.40kg	DS-55	750055	01115-000016	20.0cm	15.5度
5.0cm	2.87kg	DS-50	750050	01115-000012	20.0cm	14度
4.5cm	2.35kg	DS-45	750045	01115-000011	17.5cm	14度
4.0cm	1.88kg	DS-40	750040	01115-000010	15.5cm	14度
3.5cm	1.58kg	DS-35	750035	01115-000009	13.5cm	14度
3.0cm	1.30kg	DS-30	750010	01115-000008	11.5cm	14度
2.5cm	0.95kg	DS-25	750025	01115-000007	9.5cm	14度
2.0cm	0.67kg	DS-20	750020	01115-000006	7.5cm	14度
1.5cm	0.42kg	DS-15	750015	01115-000005	5.5cm	14度
1.0cm	0.23kg	DS-10	750065	01115-000018	3.5cm	14度

●幅：76cm

ダイヤカット形状で
高いすべり止め効果、
両端はバリヤフリーの安心設計



高さ	レンタル価格	ご利用(1割)負担額	ご利用(2割)負担額
(6.0cm)	800円/月	80円/月	160円/月
(5.5cm)	800円/月	80円/月	160円/月
(5.0cm)	500円/月	50円/月	100円/月
(4.5cm)	500円/月	50円/月	100円/月
(4.0cm)	500円/月	50円/月	100円/月
(3.5cm)	500円/月	50円/月	100円/月
(3.0cm)	500円/月	50円/月	100円/月
(2.5cm)	500円/月	50円/月	100円/月
(2.0cm)	500円/月	50円/月	100円/月
(1.5cm)	500円/月	50円/月	100円/月
(1.0cm)	500円/月	50円/月	100円/月

車いす用電動昇降機 UD-310S

いうら

直進乗り込みタイプ



A B C D E

設置面積(目安)
全幅103cm以上
全長220cm以上
定員
1名

商品コード 740010 TAISコード 00084-000067

- サイズ：全長145.5×全幅103.0×全高130.9~193.3cm
- 材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲：6.0~65cm ●重量：85.0kg
- 耐荷重：150.0kg ●コード長さ：4.0m

レンタル価格 22,000円/月
ご利用(1割)負担額 2,200円/月
ご利用(2割)負担額 4,400円/月

在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-310L

いうら

L字乗り込みタイプ



A B C D E

設置面積(目安)
全幅225cm以上
全長130cm以上
定員
1名

商品コード 740015 TAISコード 00084-000071

- サイズ：全長127.7×全幅145.4×全高130.9~193.3cm
- 材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲：7.0~65.5cm ●重量：99.0kg
- 耐荷重：150.0kg ●コード長さ：4.0m

レンタル価格 23,000円/月
ご利用(1割)負担額 2,300円/月
ご利用(2割)負担額 4,600円/月

在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-320CS

いうら

直進乗り込みタイプ



A B C D E

設置面積(目安)
全幅93cm以上
全長224.5cm以上
定員
1名

商品コード 740080 TAISコード 00084-000093

- サイズ：全長145.5×全幅93.0×全高111.5~172.0cm
- 材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲：5.5~65.0cm ●重量：75.0kg
- 耐荷重：150kg ●コード長さ：4.0m

レンタル価格 22,000円/月
ご利用(1割)負担額 2,200円/月
ご利用(2割)負担額 4,400円/月

車いす用電動昇降機 UD-320CL

いうら

L字乗り込みタイプ



A B C D E

設置面積(目安)
全幅204cm以上
全長130cm以上
定員
1名

商品コード 740085 TAISコード 00084-000094

- サイズ：全長126.0×全幅129.0×全高111.5~172.0cm
- 材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲：5.5~65.0cm ●重量：79.0kg
- 耐荷重：150kg ●コード長さ：4.0m

レンタル価格 23,000円/月
ご利用(1割)負担額 2,300円/月
ご利用(2割)負担額 4,600円/月

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品(排泄)

購入品(入浴)