

体位変換器・徘徊感知機器

バナナターン

パラマウントベッド



使い方がわかりやすい
イラスト入り
(Sサイズを除く)



サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KE-P151	756030	00170-000682
M	KE-P152	756040	00170-000683
S	KE-P153	756050	00170-000684

Lサイズ/ ●寸法: 全長約140×全幅42cm ●重量: 約1.3kg
Mサイズ/ ●寸法: 全長約109×全幅31cm ●重量: 約0.7kg
Sサイズ/ ●寸法: 全長約46×全幅21cm ●重量: 約0.2kg

持ちやすい
グリップ

〈Lサイズ〉

レンタル 価格	1,020 円/月
ご利用 負担額 (1割)	102 円/月
ご利用 負担額 (2割)	204 円/月

〈Mサイズ〉

レンタル 価格	820 円/月
ご利用 負担額 (1割)	82 円/月
ご利用 負担額 (2割)	164 円/月

〈Sサイズ〉

レンタル 価格	400 円/月
ご利用 負担額 (1割)	40 円/月
ご利用 負担額 (2割)	80 円/月

ペンギンサポート

パラマウントベッド



※地域によっては対応が出来ない場合がございます。

型式	商品コード	TAISコード
KE-100S	756060	00170-000713

- 寸法: 全長約163×全幅約48cm ●重量: 約0.3kg
- 材質: 本体/ナイロン(撥水加工)、中板/ポリエチレンフォーム
面ファスナー/ポリエステル、ビニールバック/ポリ塩化ビニル
- 最大使用者体重: 138kg

レンタル 価格	1,540 円/月
ご利用 負担額 (1割)	154 円/月
ご利用 負担額 (2割)	308 円/月

イーゼースライドM

パラマウントベッド



体の下に敷き込み
摩擦を減らして
移動も容易に行えます



型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52043	720095	00170-000611

- サイズ: 長さ70×幅100cm

レンタル 価格	2,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	200 円/月
ご利用 負担額 (2割)	400 円/月

ロンボ ポジショニング 初期導入セット ラックヘルスケア



商品コード	TAISコード
756016	00245-000103

- サイズ:
- ① RF1 RF21118: 長さ60×幅40cm
- ② RF5 RF21145: 長さ80×幅80cm
- ③ RF3 RF32804: 長さ40×幅23cm (2コ)
- ④ RM1 RM43036: 長さ75×幅65cm
- ⑤ RM2 RM41934: クッション本体/長さ80×幅40cm
フラップ部/長さ80×幅20cm

カバーがつかます。

レンタル 価格	8,220 円/月
ご利用 負担額 (1割)	822 円/月
ご利用 負担額 (2割)	1,644 円/月

※地域によっては対応が出来ない場合がございます。

ナーセントパットA (3ピース) NP アイ・ソネックス



- 体位変換
- 良肢位の保持
- 床ずれ部位の除圧

レンタル 価格	3,080 円/月
ご利用 負担額 (1割)	308 円/月
ご利用 負担額 (2割)	616 円/月

※地域によっては対応が出来ない場合がございます。

商品コード	TAISコード
756000	00149-000012

- サイズ: (大ピース) 全幅40×全高10×奥行40cm
(小ピース) 全幅40×全高10×奥行20cm
- 重量: (大ピース) 0.85kg (小ピース) 0.45kg×2 計1.75kg
- 材質: 低反発性高密度特殊ウレタン

家族コール2・Cタイプ (赤外線センサー) HK-2C

テクノスジャパン

赤外線で離床・徘徊行動を検知します!

到達距離: 約100m (見通し)

商品コード	TAISコード
764050	00318-000057

- ハイパー・赤外線センサーK
サイズ: 全幅110×全高70×奥行35mm
電源: 006P 9V アルカリ電池1個
または AC100V (ACアダプタ付)
- メロディチャイム10 (受信器)
電源: AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量: 可変

レンタル 価格	8,220 円/月
ご利用 負担額 (1割)	822 円/月
ご利用 負担額 (2割)	1,644 円/月

