



ちゅちゅと

計画書



最短3分
簡単操作!



マウスで簡単に指導内容を選べます

- 新たな療養計画書を作成する際に、同一患者の「前回の療養計画書」がある場合、変化が生じにくい指導項目は前回指導内容が引き継がれます。
- 前回の指導内容を参照しながら、各指導項目にチェックを付け、指導内容をプルダウンメニューから選択をしていく簡単操作で療養計画書が完成します。



柔軟な運用形態（手書き運用との併用も可能）

- 本アプリで作成・印刷した療養計画書に対し、診察の過程でさらに手書きなどで追記していただき、これを原本とすることで「手書き運用との併用（あくまで印刷物を作成することを目的とした運用）」が可能です。
- 医療機関様の運用に合わせて、柔軟にお使いいただけます。



既存システムに依存しない柔軟な利用形態

- 本アプリは他システムと連携せず、単独での運用も可能であるため、現在運用中の電子カルテなどの既存システムに依存しません。
- また医療機関様のご要望に応じ、アプリの利用形態（単独運用・既存ネットワークに相乗りした運用）をお選びいただけます。

料金プラン

下記のプランからお選びいただけます

STANDARD

スタンダードプラン

初期導入費用

30,000円~

月額費用

2,000円/月

アプリ

指導内容マスタ

PREMIUM

プレミアムプラン

初期導入費用

30,000円~

月額費用

5,000円~/月

アプリ

指導内容マスタ

マスタ修正機能

アプリ

- ※ 地域により、初期導入費用が異なります。
- ※ 電子カルテなどから患者情報の取り込みをご希望の場合は、別途ご相談とさせていただきます。
- ※ ネットワーク構成により、別途導入費が発生する場合がございます。

PC

- ※ アプリをインストールするPCは別途必要です。また弊社にてお手配も可能です。
- ※ お手持ちのPCもご利用可能ですが、左記の動作要件を満たす必要があります。
- ※ 電子カルテ端末へのアプリインストールは別途ご相談とさせていただきます。

《PC 動作要件》


- OS : Windows10 以降
- CPU : Intel Core i3 以上
- HDD : 200 GB以上の空き容量
- RAM : 4GB以上の空き容量

※ ネットワーク運用時、アプリをインストールするPCのIPアドレスは固定する必要があります。


システム構成例

医療機関様のご都合にあわせて運用していただけます

《ネットワーク運用》



《単独運用》



セントラルメディカル株式会社

石川県金沢市西念3丁目1番5号

076-262-1111

受付時間 (土日祝日除く) 8:30 ~ 17:30

お問い合わせは弊社Webサイトから

<https://www.centralmedical.co.jp/products/>

ちゃちゃっと計画書

